

PERCUSSION MASSAGE DEVICE APPAREIL DE MASSAGE À PERCUSSION

MINI



DECATHLON

HU

Használati útmutató: Az első használat előtt töltsd fel teljesen az akkumulátort. A készülék be- és kikapcsolásához hosszan nyomja meg a gombot. A masszázst igazítsa saját igényeihez. A masszírozófejet és a masszírozás sebességét a masszírozandó terület és a kívánt hatás alapján válassza ki. A nyomást a masszírozás mélységéhez igazítsa. Használja ruhán, fejtsen ki nyomást és mozgassa a testén, minden masszírozandó területen körülbelül egy percig.

Melyik masszírozófejet válassza?

- Gömb: kezdje ezzel a masszírozást. Használhatja a test minden területén.
- Lapos: használhatja a test minden területén.
- Villa: ideális a tarkón és a gerincoszlop körüli izmoknál.
- Ujj: ideális körülhatárolt területeken

Hogyan kell cserélni a masszírozófejet? lásd a rajzot

Az akkumulátor töltöttségi szintje: Ha az akkumulátor fel van töltve, a 3 LED jelzőfény világít. Használat közben, ha a LED-ek villognak, csak 15 perc marad az akkumulátor töltéséből. Az akkumulátor töltéséhez használja a mellékelt kábelt és csatlakoztassa az USB-adapterhez. USB-adapter nincs mellékelve. Húzza ki a kábelt, ha az akkumulátor feltöltődött.

Műszaki jellemzők:

- Minimális működési idő: 4 és fél órát
- Töltési idő: 3 óra
- 3 masszírozási sebesség: 30 / 40 / 50 Hz (+/- 2 Hz) vagy 1800 / 2400 / 3000 ford/perc
- USB-bemenet: 5V DC 2.4A
- Tölthető lítiumion-akkumulátor: 2500 mAh 10.8 V // 27 Wh
- Súly: 610 g

Használati óvintézkedések: Ne használja a készüléket a masszírozandó testfelület kóros elváltozása vagy sérülése esetén, a bőr és a test olyan részén, amely duzzadt, égett, irritált vagy sérült, továbbá visszértágulaton, bőrbetegség esetén, fejen, arcon, gégén, a test csontos felületein, várandósság alatt, alvás közben, gyógyszer bevétele, illetve kábítószer vagy alkohol fogyasztása után, járműben. Ha véralfutás keletkezik, fájdalmat vagy kellemetlenséget tapasztal, cserélje le a masszírozófejet, vagy változtasson a masszírozás sebességén vagy erősségén. Ha ez nem segít, személyre szabott használati tanácsokért forduljon egészségügyi szakemberhez. Ne használja a készüléket egy percnél tovább a masszírozandó területen. Használatkor fogja össze a haját, hogy az ne akadjon bele a masszírozófejbe. Ne érintkezzen vízzel vagy más folyadékkal. Kizárólag a készülék külsejét tisztítsa enyhén nedves ronggyal, kikapcsolt állapotban. Tárolja és szállítsa eredeti kartonc-somagolásban, vagy textil hordtáskában. Csak a mellékelt kábelt használja. Ne tárolja a terméket lemerült akkumulátorral.

FIGYELMEZTETÉSEK: A készüléket csak háztartási/otthoni környezetben szabad használni. Ne használja orvosi vélemény nélkül, ha pacemakert használ, ha egészségügyi problémája van, és nem biztos benne, hogy a készülék használata kívánatos Önnek. Ne használja gyermekeknél, szellemi vagy fizikai fogyatékkal élőknél vagy bőrzékenységgel (például cukorbetegség) szenvedőknél, keringési zavarok esetén (például Raynaud-szindróma), hacsak egy egészségügyi szakember másként nem javasolja. Csak külsőleg használja. Ne üljön vagy álljon rá a készülékre. Ne merítse víz alá. Ne érintkezzen vízzel vagy más folyadékkal. Gyermekek ne játszanak a készülékkel. Ne használja állatokon. Ne tegye hőforrás közelébe. Ne ejtse le a készüléket. Ne szedje szét. A készülék akkumulátorát a felhasználó nem cserélheti ki. Soha ne hagyja a bekapcsolt készüléket felügyelet nélkül. **FIGYELEM:** Robbanásveszélyes, ha az eszközt tűz közelébe, magas hőmérsékletű vagy rendkívül alacsony légnyomású környezetbe helyezik, mechanikusan összetörik vagy elvágják. Ez a készülék nem csökkent fizikai, érzékszervi illetve szellemi képességgel rendelkező, tapasztalatlan vagy tudatlan személyek (ideértve a gyermekeket is) általi használatra készült, kivéve akkor, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett, vagy a készülék használatára vonatkozó előzetes utasításait követve használják. A gyerekekre vigyázni kell, hogy ne játszhassanak a készülékkel. Ezt a terméket 8 éven felüli gyermekek, és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve kellő tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek felügyelet alatt használhatják, vagy akkor, ha a termék biztonságos használatára vonatkozó útmutatásokat kaptak és megértették a vele járó veszélyeket. A gyermekek ne játszanak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználó által végezhető karbantartást felügyelet nélkül gyermekek nem végezhetik. Az elektromos termékek hulladékait nem szabad a háztartási hulladékok közé dobni. Kérjük, hasznosítsa újra, ahol vannak ilyen létesítmények. Az újrahasznosítással kapcsolatban érdeklődjön a helyi hatóságoknál vagy a kereskedőnél. A termék és/vagy az akkumulátor elkülönített gyűjtése és újrahasznosítása ártalmatlanítás céljából hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez, és az környezet és az emberi egészség védelméhez.

